廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(草案)

NIEA M353.02C

一、方法概要

取代表性樣品 1至 2g,經添加硝酸、過氧化氫及鹽酸進行迴流消化,最後稀釋至適當體積,以石墨爐式原子吸收光譜儀(GFAA)、感應耦合電漿質譜儀(ICP-MS)、火焰式原子吸收光譜儀(FLAA)或感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)分析。

二、適用範圍

本方法適用於廢棄物及底泥中鋁、銻、鋇、鈹、鈣、鎘、鉻、銛、銅、鐵鉛、鎂、錳、鉬、鎳、鉀、銀、鈉、鉈、釩、鋅、砷、硒等金屬檢測。本方法為強酸消化,在環境中可供利用的元素大多可被溶解,但鍵結在矽酸結構內的元素,在環境中不具溶解性及移動性,通常不易被本消化程序所溶解。對大部分的樣品而言本方法並不是全量消化,若需全量消化則需使用含氫氟酸之微波消化法。

上述所列之任何元素的樣品,經由本方法處理後,只要其檢測值高於儀器之偵測極限,皆可用上述儀器分析,且其他替代方法有科學上驗證及可符合品質管制標準,在提出適當證明結果後也可採用之。若為非上述所列之金屬或其他基質,經本方法操作驗證後之濃度值可符合要求的程度,亦可採用本方法分析之。

三、干擾

樣品之分析條件可能會隨基質而異,所以必須進行樣品添加分析 及選用適當參考標準品,以確認本方法之適用性。鹽酸可能會造成 GFAA或 ICP-MS 檢測時的干擾,一般儀器可以提供克服干擾之對策, 詳細作法請參看本署公告之最新檢測方法。

四、設備與材料

- (一) 木槌。
- (二)標準篩:2 mm (10 mesh)、0.150 mm (100 mesh)。
- (三)研磨器:以瑪瑙、氧化鋯或其他不干擾分析的材質製成。可將乾燥

底泥等樣品研磨至粒徑小於 0.150 mm 且容易清理者。

- (四)消化瓶 (Digestion vessels) : 250 mL。
- (五)蒸氣回收裝置(如有稜紋之錶玻璃、適當之迴流裝置或適當之溶 劑處理系統)。
- (六)乾燥設備:烘箱(能控溫在30±4℃者)或冷凍乾燥器。
- (七)溫度測量裝置:至少能精確量測至125°C(如溫度計、紅外線感應器、熱電偶)。
- (八) 濾紙: Whatman No.40 或同級品。
- (九)分析天平:能精稱至 0.01 g 者。
- (十)熱源:可調式並能維持在設定溫度(電熱板、塊狀消化器或微波等)。

(十一)漏斗。

- (十二)量筒或可測量體積之設備。
- (十三)量瓶:100 mL。

五、試劑

檢測時使用的試劑除非另有說明,否則必須是分析試藥級。若需使用其他等級試藥,在使用前必須要確認該試劑的純度足夠高,使檢測結果的準確度不致降低。

- (一)試劑水:比電阻≥ 16 MΩ-cm 之純水。
- (二)濃硝酸。
- (三) 硝酸 (1:1): 加入 500 mL 濃硝酸於 400 mL 試劑水中,以試劑水稀釋至 1 L。
- (四)濃鹽酸。
- (五)過氧化氫(30%)。

六、採樣與保存

(一)樣品採集必須視樣品種類,分別依據「事業廢棄物採樣方法(NIEA R118)」、「底泥採樣方法(NIEA S104)」或其他相關規定執行, 所採集樣品必須具有代表性。

- (二) 所有盛裝樣品的容器必須使用沒有污染的塑膠或玻璃容器。
- (三)底泥樣品之預處理方式係將樣品放置於乾淨器皿中,以自然風乾 (約需7至10天)、30±4℃之烘箱烘乾或冷凍乾燥等方式乾燥。 乾燥過程視需要偶而將團粒剝散,以免底泥因脫水而緊密膠結。 乾燥完成後,以木鎚打碎,使其全部通過2mm(10 mesh)標準 篩,再充分混合均勻裝入樣品瓶中。

七、步驟

- (一)廢棄物樣品混合使達到均勻,廢棄物樣品一般以總量樣品進行消化,無需計算含水率,如有測定含水率需要,可使用本署公告之「事業廢棄物水分測定方法—間接測定法(NIEA R203)」;底泥樣品為使其均勻化、增加表面積及提高反應效率,應再研磨樣品使通過0.150 mm(100 mesh)篩網,底泥樣品需使用「土壤及底泥水分含量測定方法—重量法(NIEA S280)」,測定樣品中水分含量,以備乾基表示濃度之計算。
- (二) 另取1至2g已均勻化樣品,精稱至0.01g,將樣品放入消化瓶。 對於含有大量液體的廢棄物樣品,只要能消化完全則可用較多量 之樣品。
- (三)加入10 mL(1:1)硝酸於樣品中混合均勻,蓋上錶玻璃或蒸氣回收裝置。樣品加熱至95±5℃,在不沸騰狀況下迴流10至15分鐘。待冷卻後再加入5 mL 濃硝酸,蓋上錶玻璃,再迴流30分鐘。如果有棕色煙霧產生,顯示樣品被硝酸氧化,重複此步驟(加入5 mL 濃硝酸)直至無棕色煙霧出現。利用有稜紋之錶玻璃或蒸氣回收裝置,在不沸騰狀況下使溶液蒸發至約5 mL 或保持在95±5℃樣品不沸騰的狀況下加熱2小時。
 - 注意:另一替代方法,以直接能量加熱裝置(如微波)消化樣品:加入 10 mL (1:1) 硝酸混合均匀,加熱樣品至 95±5℃,在 95±5℃及樣品不沸騰狀況下迴流 5 分鐘。樣品冷卻 5 分鐘後,加入 5 mL 濃硝酸,樣品加熱至 95±5℃,再迴流 5 分鐘。如果有棕色煙霧產生,顯示樣品被硝酸氧化,重複此步驟(加入 5 mL 濃硝酸)直至無棕色煙霧出現。使用蒸氣回收裝置,加熱樣品至 95±5℃,並在 95±5℃樣品不沸騰狀況下迴流 10 分鐘。
- (四) 將上述迴流後之樣品冷卻,加入 2 mL 水及 3 mL 30% 過氧化氫,

蓋上錶玻璃或蒸氣回收裝置後,緩慢加熱進行氧化反應。此步驟需小心操作,勿使激烈之冒泡現象發生,以免樣品漏失。加熱直到冒泡平息後,冷卻消化瓶。繼續加入30%過氧化氫,每次1mL,加熱直至冒泡減至最低程度或樣品的外觀不再改變為止。全部所加入30%過氧化氫之總體積勿超過10mL。蓋上有稜紋之錶玻璃或蒸氣回收裝置後,繼續加熱內含酸-過氧化氫之樣品消化液,直到體積降至大約5mL止或保持於95±5℃和樣品不沸騰狀況下加熱2小時。

- 注意:另一替代方法,為以直接能量加熱裝置(如微波)消化樣品:樣品冷卻 5 分鐘後,緩慢加入 10 mL 30% 過氧化氫,此步驟需小心操作,勿使激烈之冒泡現象發生,以免樣品漏失。於 6 分鐘內加熱樣品至 95 ± 5℃,在 95 ± 5℃樣品不沸騰狀況下加熱 10 分鐘。
- (五)再加入10 mL 濃鹽酸於消化液中,蓋上錶玻璃或蒸氣回收裝置後, 將樣品加熱至95±5℃,在95±5℃樣品不沸騰狀況下加熱迴流 15 分鐘。
 - 注意:另一替代方法,以直接能量加熱裝置(如微波)消化樣品:加入5 mL 鹽酸和 10 mL 水於消化液中,加熱至95±5℃,在95±5℃樣品不沸騰狀況下加熱迴流5分鐘。
- (六) 待冷卻後以試劑水稀釋定容至 100 mL,使用 Whatman No.40 濾紙(或同級品) 過濾或離心方式,取澄清消化液儀器分析。

(七)消化液分析

- 1、使用FLAA及GFAA分析,參見本署公告之「火焰式原子吸收光譜法(NIEA M111)」及「石墨爐式原子吸收光譜法(NIEA M113)」。
- 2、ICP-AES 及 ICP-MS 分析,參見本署公告之「感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA M104)」及「感應耦合電漿質譜儀法(NIEA M105)」。

八、結果處理

(一)廢棄物中金屬濃度以原(濕基)樣品計算。

廢棄物樣品中金屬濃度 $(mg/kg) = \frac{A \times V}{S}$

其中: A=儀器測得處理後之樣品金屬濃度 (mg/L),如有稀釋則需乘以稀釋倍數

V=處理後樣品之最終體積 (mL)

S=樣品重 (g)

(二) 底泥中金屬之濃度以乾基樣品計算,應進行水分含量校正。

底泥樣品中金屬濃度
$$(mg/kg) = \frac{A \times V}{S\left(\frac{100}{100 + W_{H20}}\right)}$$

其中: A=儀器測得處理後之樣品金屬濃度 (mg/L),如有稀釋則需乘以稀釋倍數

V=處理後樣品之最終體積 (mL)

S=樣品重 (g)

 $W_{H,O} =$ 底泥樣品之水分含量(%),計算方式詳見 NIEA S280

九、品質管制

每批或每10個樣品(底泥為20個)至少需執行1個空白樣品、 重複樣品、查核樣品及添加樣品分析,以檢查是否受干擾或有記憶效 應存在。

十、精密度與準確度

表一為實驗室分析 NIST 標準參考品的結果。標準品是在大氣壓下 微波消化及熱板消化之分析。

十一、參考資料

U.S. EPA. Test Methods for Evaluating Solid Wastes Physical / Chemical Methods, SW-846 3rd Ed., Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils, Method 3050B, 1996.

註1:本方法消化過程應在排氣櫃中操作處理。

註2:本檢測方法產生之廢液,依一般重金屬廢液處理原則處理。

註3:本方法引用之行政院環境保護署公告方法之內容及編碼,以最新公告者為準。

表一 使用本方法分析 NIST 標準參考物質 2704 河川底泥之結果 (單位:mg/kg)

元素	大氣壓下微波消化			_	NIST 全量消化確認值
	功率控制	温度控制(電子 球)	温度控制(IR 感 應)	熱板消化	(mg/kg ± 5%)
Cu	101 ± 7	89 ± 1	98 ± 1.4	100 ± 2	98.6 ± 5.0
Pb	160 ± 2	145 ± 6	145 ± 14	146 ± 1	161 ± 17
Zn	427 ± 2	411 ± 3	405 ± 14	427 ± 5	438 ± 12
Cd		3.5 ± 0.66	3.7 ± 0.9		3.45 ± 0.22
Cr	82 ± 3	79 ± 2	85 ± 4	89 ± 1	135 ± 5
Ni	42 ± 1	36 ± 1	38 ± 4	44 ± 2	44.1 ± 3.0